



Le concept architectural COLIBRI dans sa version SLIDING CONCEPT est le compromis idéal pour associer toutes les nécessités techniques utiles à un poste de soins, des éclairages confortables et ergonomiques derrière un design haut de gamme réservé aux meilleurs hôtels mais appliqué aux établissements de santé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Les éclairages d'ambiance et de soins constituent les fondamentaux du confort hôtelier et de l'ergonomie hospitalière.
- Les panneaux sont amovibles pour un accès ultérieur et laissent libre passage aux arrivées électriques et fluides médicaux comme l'impose la norme. Les panneaux sont ventilés pour les fluides médicaux.
- Les panneaux sont proposés en 3 qualités (mélaminé, stratifié ou composant HPL) en version M1.
- L'applique peut être complétée par un éclairage veille en pied de panneau ou en ruban sur la largeur du panneau.

PERSONNALISATION



- Personnalisez votre décor parmi plus de 250 surfaces graphiques et incrustations de photo sur un support stratifié inaltérable.
- Les panneaux sont proposés en 3 qualités (mélaminé, stratifié ou composant HPL) en version M1 et ou anti/bactérienne.
- Nous vous proposons de très nombreuses finitions (unies, bois, métal etc...) parmi les plus grands fabricants mondiaux du marché.

